



## Odling av tuberkelbakterier och andra mykobakterier i blod och benmärg

### Indikation

Indikation för undersökningen är misstänkt generaliserad tuberkulos eller annan generaliserad mykobakterios. Av tekniska skäl utanför vår kontroll har vi nu nya odlingsflaskor - BACTEC MYCO/F Lytic, vilket innebär vissa skillnader i material och provtagning

### Provtagningsmaterial och transportmaterial för postbefordran

- BACTEC MYCO/F Lytic-flaska för odling av mykobakterier i blod. Flaskan har begränsad hållbarhet (beställ från TB-avdelningen).
- Speciell transporthylsa hör till flaskan (beställ från TB-avdelningen)
- Absorberande material (Underlägg kuvös, ERGONORDIC, Westma nr 352107 eller Absorbtionsduk, NOAX, Westma nr 415118)
- Ytterkartong (NOAX, Postexpeditionen, Bakteriologiska laboratoriet, tel. 031-342 46 64)
- Utgångna flaskor kasseras som konventionella blododlingsflaskor
- Hållare och venprovtagningsset (butterflynål) som vid vanlig venprovtagning

### Provtagning

- Fyll i remissen för bakteriologisk undersökning (blå kant) ordentligt, inklusive kliniska uppgifter.
- Kontrollera flaskans utgångsdatum innan du använder dem
- Märk flaskan. OBS! *Strekkoden på flaskan får inte täckas* av märkningen. Tag av skyddshattan på flaskan och desinfektera gummimembranet med 70% sprit. Låt lufttorka
- *Markera på flaskan önskad fyllnivå motsvarande 3 till max. 5 mL* (OBS! flaskan drar mer än 5 mL)
- Desinfektera patientens hud och tag provet på sedvanligt sätt. Använd venprovtagningsset
- *Vid provtagning är det viktigt att flaskan hålls upprätt* så att du kan se att flaskan inte drar mer blod än till din markering

### Provtransport

Flaskan sänds första ordinarie transport tillsammans med remiss till Bakteriologiska laboratoriet.

Vid postbefordran placeras flaskan i sin transporthylsa som försluts och sedan packas med det absorberande materialet i ytterkartongen. Vid interntransport måste flaskan läggas i sin transporthylsa och kan sedan skickas som övriga prover i godkänd transportlåda med absorberande material.

### Frågor?

Frågor om provtagning m.m. besvaras av Tb-avdelningen, 031-342 46 44.